

Tecman

128187




Tecman

Tecmans lätta ansiktsskydd med anti-dimegenskaper skyddar ansiktet och ögonen från stänk eller sprutning av smittsamma eller farliga ämnen. Engångsansiktsskydden är tillverkade av optiskt klar polyester för maximal synlighet. Den mjuka elastiska remmen och pannbandet i PU-skum, ger extra långvarig komfort och hållbarhet. Produkten kan bäras med eller utan extra ansiktsskydd, såsom skyddsglasögon och ansiktsmasker. Vårt registrerade designade ansiktsskydd är tillverkat med en patentskyddad process.

- Anti-dimma egenskaper
- Optiskt klart visir för maximal synlighet
- Pannband av PU-skum
- för långvarig komfort
- Mjuk elastisk rem
- Lättviktsdesign
- Skyddar ansikte och ögon från stänk eller sprutning
- Kan bäras med eller utan glasögonskydd och ansiktsmasker
- EN 166:2001 kategori II certifierad (EU) 2016/425
- Gemenskapsdesign nr 008192637

Material: HIPS, PETG



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
128187	29 g	96 st	96 st	7 kg

