

# Submed Mask

MS001-4



# Submed mask

Submed masker ger skydd mot luftburna och stänk [1] infektionsrisker med 98 % bakteriefiltreringseffektivitet. Submed masker är designade för att passa ordentligt i ansiktet, täcka näsa, mun och nedre delen av hakan. De ger en hög formbarhet, eftersom de har justerbar nästråd och elastiska öronöglor. De garanterar utmärkt andningsförmåga, eftersom de är tillverkade med luftgenomsläpplighet och en 3-lagers mjuk väv. De är hudvänliga och allergivänliga. Masker produceras och förpackas i en steril miljö, vilket säkerställer ett hygieniskt skydd. Användar- och patientinformation Ansiktsmaskerna är lämpliga för både dagligt och kirurgiskt bruk. Det finns ingen ålders- eller könsbegränsning för användning. De är endast avsedda för engångsbruk. Byt ofta vid behov.

- CE-märkt
- Klass IIR (ej steril)
- Engångs
- 3-lager



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
MS001-4	0,05 g	50 st	2000 st	8 kg

