

Ljusadapter Engångs med batteri

1528B




Ljusadapter Engångs med batteri

Ljusadapter engångs till Proktoskop ger ett mycket starkt ljus samtidigt som man slipper rengöring. Ger till fördel mot flergångs ljusadapterar alltid ett optimalt ljus och tar bort risken med att de försvinner. Adaptern passar till Storz ljussystem.

- Hindrar smittspridning
- Bättre hygien för både undersökare och patient
- Spar tid
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Polystyren, Polyeten HD



| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRPACKNING | TRANSP.FÖRPACKNING | TRANSP.FÖRPACKNING |
|-------------|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1528B | 6 g | 25 st | 350 st | 100 g |

