

Ensula Curette

AG.3.2.241




Ensula Curette

Steril sugkuretett för endometriebiopsi används för att ta vävnadsprover från livmodern och från livmoderns slemhinnor genom skrapning eller vakuumsugning. Den kommer med en vrid-lås-spruta.

- Kateter dia 3 mm, Luer-lock spruta 10 ml
 - Centimeterskala på katetern
 - Böjd design för lätt hantering
 - Mekanism för att förhindra reaktion av den injicerade vätskan
 - Stängt system förhindrar kontaminering av provmaterialet
- Aspirationsbiopsi av endometrium
 - Diagnostisk utvärdering av cancer, endometrieproliferation, polyper
 - Insamling av tydligt differentierade endometrievävnadsprover utan bedövning

Material: HD



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
AG.3.2.241	14 g	25 st	250 st	500 g

