

# KIRURGI





# KIRURGI

---

Inom kirurgi finns inte utrymme för undermåliga hjälpmedel. Här hittar du stabilt konstruerade och greppvänliga verktyg som ger minimalt med obehag för patienten.

---



1531



1522



1524

## CETRO® Proctoscope Small, Medium, Large

Proktoskop med lamphållare är ett engångsinstrument. Proktoskoperna finns i storlekarna Small, Medium och Large. De är ergonomiskt och funktionellt utformade för undersökarens och patientens bästa.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1531	19 g	25 st	150 st
1522	42 g	25 st	150 st
1524	47 g	25 st	150 st



### CETRO® Proctoscope Medium Basic

Proktoskop utan lamphållare är ett engångsinstrument i glasklar plast. Produkten är ergonomiskt och funktionellt utformad för undersökarens och patientens bästa.



### CETRO® Proctoscope Medium Lume

Proktoskop med lamphållare är ett engångsinstrument. Proktoskopet är ergonomiskt och funktionellt utformat för undersökarens och patientens bästa. Ljusadapter engångs med batteri 1528B till proktoskopet ger ett mycket starkt ljus samtidigt som man slipper rengöring. Ger till fördel mot flergångsljusadapterar alltid ett optimalt ljus.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1521	42 g	25 st	150 st

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1522-L	45 g	25 st	150st



### Multi-Ligator PLUS

Med denna Multi-Ligator för engångsbruk blir det enklare att utföra gummiligeringar av hemorrojder. Multi-Ligatorn är laddad med fyra latexfria gummiband vilket underlättar mycket då inga nya band behöver monteras. Håll in avtryckaren halvvägs för att aktivera suget och tryck sedan hela vägen in för att applicera bandet, släpp avtryckaren för att frigöra suget och hemorrojden.


ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
H1002	120 g	10 st	60 st



## Proctoscope Select™

Proktoskop modell Stille är ett engångsinstrument. Proktoskopet är ergonomiskt och funktionellt utformat för undersökarens och patientens bästa. Lamphållaren passar till adapter 1527.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1541	40 g	25 st	150 st



## CETRO® Anoscope

Anoskop för engångsbruk tillverkas i plast. Anoskopet används vid kolorektalundersökningar och är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren. Anoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1542	20 g	25 st	150 st



## AnalDilator

AnalDilator för egenbehandling är en patientvänlig dilator för förhindrande av strikturering efter proktologiska ingrepp och andra anala smärttillstånd. Användningen av AnalDilator gör att slutmuskeln slappnar av vilket minskar smärta och kramp i analområdet.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1550	13 g	25 st	150 st



## CETRO® Tube Proctoscope

Tubproktoskop för engångsbruk. Tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren, Tubproktoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1551	32 g	25 st	150 st



## CETRO® Rectoscope+

Rektoskop med förlängd skala för engångsbruk. Tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren. Rektoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1561-1	49 g	25 st	150 st

## CETRO® Rectoscope

Rektoskop för engångsbruk. Tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren. Rektoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1561	49 g	25 st	150 st



## Rektoskops kit med Ljus – Engångs

Rektoskop 1561-PL för engångsbruk. Tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren. Rektoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1561-PL	175 g	25 st	25 st



### Fiberljusadapter smal spets

Fiberljusadapter 1527 passar till Proktoskop 1541. Adaptern passar till Storz ljussystem.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1527	38 g	1 st	1 st



### Fiberljusadapter Storz

Fiberljusadapter 1528 passar till Proktoskop 1522. Adaptern passar till Storz, Wolf och Acmi ljussystem.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1528	24 g	1 st	1 st



### Fiberljusadapter H-fäste

Fiberljusadapter 1528H passar till Proktoskop 1522. Adaptern passar till Heine ljussystem.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1528H	24g	1 st	1 st



### Fiberljusadapter WA

Fiberljusadapter 1529 passar till Proktoskop 1522. Adaptern passar till Welsh Allyn ljussystem.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1529	24 g	1 st	1 st





### Ljusadapter Storz Engångs

Ljusadapter engångs till Proktoskop ger ett mycket starkt ljus samtidigt som man slipper rengöring. Ger till fördel mot flergångs ljusadapterar alltid ett optimalt ljus. Adaptern passar till Storz ljussystem

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1528E	6 g	25 st	350 st



### Ljusadapter Engångs m Batteri

Ljusadapter engångs till Proktoskop ger ett mycket starkt ljus samtidigt som man slipper rengöring. Ger till fördel mot flergångs ljusadapterar alltid ett optimalt ljus.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1528B	6 g	25 st	50 st



### Projektor Adapter ACMI

Vi har ett flertal projektoradapterar för Fiberljuskabel 1571 för anpassning till olika ljuskällor på marknaden. 1581 ACMI, 1582 Fuji, 1583 Olympus, 1584 Pentax, 1585 Storz, 1586 Winter Ibe, 1587 Wolf

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1581	20 g	1 st	1 st



### Projektor Adapter Fuji

Vi har ett flertal projektoradapterar för Fiberljuskabel 1571 för anpassning till olika ljuskällor på marknaden. 1581 ACMI, 1582 Fuji, 1583 Olympus, 1584 Pentax, 1585 Storz, 1586 Winter Ibe, 1587 Wolf

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1582	21 g	1 st	1 st



### Projektor Adapter Olympus

Vi har ett flertal projektoradapterar för Fiberljuskabel 1571 för anpassning till olika ljuskällor på marknaden. 1581 ACMI, 1582 Fuji, 1583 Olympus, 1584 Pentax, 1585 Storz, 1586 Winter Ibe, 1587 Wolf

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1583	12 g	1 st	1 st



### Projektor Adapter Pentax

Vi har ett flertal projektoradapterar för Fiberljuskabel 1571 för anpassning till olika ljuskällor på marknaden. 1581 ACMI, 1582 Fuji, 1583 Olympus, 1584 Pentax, 1585 Storz, 1586 Winter Ibe, 1587 Wolf

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1584	12 g	1 st	1 st



### Projektor Adapter Storz

Vi har ett flertal projektoradapterar för Fiberljuskabel 1571 för anpassning till olika ljuskällor på marknaden. 1581 ACMI, 1582 Fuji, 1583 Olympus, 1584 Pentax, 1585 Storz, 1586 Winter Ibe, 1587 Wolf

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1585	7 g	1 st	1 st

### Projektor Adapter Winter Ibe

Vi har ett flertal projektoradapterar för Fiberljuskabel 1571 för anpassning till olika ljuskällor på marknaden. 1581 ACMI, 1582 Fuji, 1583 Olympus, 1584 Pentax, 1585 Storz, 1586 Winter Ibe, 1587 Wolf

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1586	7 g	1 st	1 st



## Projektor Adapter Wolf

Vi har ett flertal projektoradapterar för Fiberljuskabel 1571 för anpassning till olika ljuskällor på marknaden. 1581 ACMI, 1582 Fuji, 1583 Olympus, 1584 Pentax, 1585 Storz, 1586 Winter Ibe, 1587 Wolf

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1587	25 g	1 st	1 st



## Ljushandtag LED 3,7V

LED ljushandtag är en otroligt stark ljuskälla för sin storlek. Den ger ett väldigt klart ljus. Ljushandtaget levereras med två batterier och en laddare där man kan ladda båda batterierna samtidigt. Lampgaranti 50 000 timmar. Passar adapterar med gänga. Batteritid: 2,5 – 12 h (nivå 1 – nivå 4)

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1575	25 g	1 st	1 st



## Instrument Adapter ACMI

Vi har ett flertal instrumentadapterar till Fiberljuskabel 1571. Dessa är anpassade till olika Rektoskopljushuvuden och Fiberljusadapterar på marknaden. 1591 ACMI, 1592 Clip-On ACMI, 1593 Wolf, 1594 Clip-On Wolf, 1595 Storz, 1599 Welch Allyn

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1591	22 g	1 st	1 st

## Instrument Adapter Clip-On ACMI

Vi har ett flertal instrumentadapterar till Fiberljuskabel 1571. Dessa är anpassade till olika Rektoskopljushuvuden och Fiberljusadapterar på marknaden. 1591 ACMI, 1592 Clip-On ACMI, 1593 Wolf, 1594 Clip-On Wolf, 1595 Storz, 1599 Welch Allyn

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1592	20 g	1 st	1 st



### Instrument Adapter Wolf

Vi har ett flertal instrumentadapterar till Fiberljuskabel 1571. Dessa är anpassade till olika Rektoskopljushuvuden och Fiberljusadapterar på marknaden. 1591 ACMI, 1592 Clip-On ACMI, 1593 Wolf, 1594 Clip-On Wolf, 1595 Storz, 1599 Welch Allyn

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1593	20 g	1 st	1 st



### Instrument Adapter Clip-On Wolf

Vi har ett flertal instrumentadapterar till Fiberljuskabel 1571. Dessa är anpassade till olika Rektoskopljushuvuden och Fiberljusadapterar på marknaden. 1591 ACMI, 1592 Clip-On ACMI, 1593 Wolf, 1594 Clip-On Wolf, 1595 Storz, 1599 Welch Allyn

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1594	14 g	1 st	1 st



### Instrument Adapter Storz

Vi har ett flertal instrumentadapterar till Fiberljuskabel 1571. Dessa är anpassade till olika Rektoskopljushuvuden och Fiberljusadapterar på marknaden. 1591 ACMI, 1592 Clip-On ACMI, 1593 Wolf, 1594 Clip-On Wolf, 1595 Storz, 1599 Welch Allyn

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1595	8 g	1 st	1 st



1564



1564H



1564X-VRID

## CETRO® Fibre Light Head

Vi har flera Rektoskopljushuvud med fattningar för olika ljussystem. Dessa ger ett skarpt reflexfritt ljus. Ljushuvudena har en smidig öppningsbar lucka och en tapp för infästning av Dubbelballong.


Vi har följande modeller i vårt sortiment:

1564 – Storz fattning,

1564H – Heine fattning,

1564X -VRID – med förstoringsglas (Storz fattning),

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1564	170 g	1 st	1 st
1564H	170 g	1 st	1 st
1564X-VRID	170 g	1 st	1 st



### CETRO® Bellow Reusable

CETRO® Bellow Reusable flergångs för rektoskopi är försedd med säkerhetsnät och har en greppvänlig yta för enkelt handhavande.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1562	70 g	1 st	1 st



### CETRO® Bellow

CETRO® Bellow engångs är försedd med säkerhetsnät och har en greppvänlig yta för enkelt handhavande. Bättre hygien, ingen risk för bakterie- och smittspridning.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1563	78 g	25 st	25 st



### CETRO® Pump

CETRO® Pump flergångs för Rektoskopi undersökningar  
Lång livslängd, Passar till olika ljushuvuden, greppvänlig yta.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1566	50 g	1 st	1 st



### CETRO® Luer

CETRO® Luer används som en länk mellan ett rektoskopfilter och en dubbelballong för att underlätta av- och påsättning av filtret. Luerlock fäste för smidig fastsättning av filter 1565 Flergångs, greppvänlig.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1569	1 g	25 st	25 st



## CETRO® Filter

CETRO® Filter engångs för rektoskopi används mellan rektoskopljushuvud och dubbelballong för att förhindra att vätska eller partiklar förs in i dubbelballongen. Hindrar smittspridning, bättre hygien för både undersökare och patient, Luerlock fäste för smidig fastsättning

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1565	3 g	25 st	250 st
1565 L	100 g	25 st	250 st



## Vitbalanseringskopp IRIS™

Steril vitbalanseringskopp för engångsbruk som används vid vitbalansering av kirurgkameror.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
A430	8 g	25 st	150 st



## Fiberljuskabel

Fiberljuskabel för halogen och LED ljus är lätt, tålig och har en mycket bra ljusledningsförmåga. Kabeln är flexibel och böjbar med ett invändigt skydd för bibehållen prestanda. Vid båda ändarna finns det en gänga för applicering av passande adapter till respektive ljuskälla/instrument. Finns i två storlekar 180 cm och 230 cm.

ARTIKEL NR.	LÄNGD	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1571	180 cm	250 g	1 st	1 st
1571-L	230 cm	300 g	1 st	1 st



## Ljuskälla bob 150x1 LED

Cetro Medicals ledljuskälla är en otroligt stark ljuskälla för sin storlek. Den ger ett starkt ljus, med halogen ljuskälla på 40 W och har en livs-längd på 10 000 arbetstimmar. Kompakt, effektiv och ekonomisk ljuskälla. Lamptyp: 40 Watt LED. Livslängd på LED lampan: 10 000 arbetstimmar. Färgtemperatur: 3000 K. Fiber optic STORZ system

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
bob R-om	1,35 kg	1 st	1 st



## Kallljuskälla LED 50W

LED-ljuskällan används för att belysa operationsområdet under minimalt invasiva kirurgiska ingrepp vid artroskopi (ortopedisk kirurgi), laparoskopi (allmän och gynekologisk kirurgi) och vid endoskopi (allmän, gastroenterologisk och ENT-kirurgi). Ljuset överförs från ljuskällan genom en fiberoptisk kabel och ett instrument. Denna användarvänliga LED-ljuskälla är en högeffektiv ljuskälla som använder en överlägsen "state-of-the-art" belysningsteknik. • 6 500° K dagsljusstyrka för bra färgdefinition • Tyst drift • Lång livslängd, 50 000 timmar. • Kompakt och låg vikt • Turret som kan anpassas till olika typer av ljusledare • Pulsbreddsmodulation (PWM) elektrisk ljusreglering • Lamptyp: 50 Watt LED • 3 års garanti • CE märkt • Godkänd enligt IEC 60601-1.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1570	1,14 kg	1 st	1 st





## Blodvagga MiniMix

Vår populära MiniMix klarar upp till 8 rör. MiniMix blodvagga är en liten portabel och lättplacerad vagga med laddningsbara batterier. Vaggplanet är enkelt att demontera för t.ex. rengöring. MiniMix vaggor med stor vinkel, har justerbar hastighet och fördröjning i ändlägena för att samtidigt klara olika typer av rör samt en robust konstruktion för kontinuerlig drift.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
MM1000	600 g	1 st	1 st



## Blodvagga MiniMix XL

MiniMix XL är baserad på vår populära MiniMix men klarar upp till 12 rör. MiniMix XL är främst avsedd att användas på laboratoriet där det inte finns så gott om plats att placera andra typer av vaggor. Klarar de flesta typer av rör och vaggplanet rör sig i en stor vinkel för att blandningen ska bli så effektiv som möjligt. För att anpassa till olika behov kan hastigheten på vaggplanet ställas steglöst och i vändlägena kan man ställa in en fördröjning. Vaggplanet kan lätt tas bort för t.ex. rengöring. MiniMix XL drivs med den medföljande strömadaptern eller via det laddningsbara inbyggda batteriet.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
MM1100	900 g	1 st	1 st



CETRO MEDICAL AB - Nitgatan 11 - SE- 333 33 Smålandsstenar - +46 371 330 30 - [www.cetromedical.se](http://www.cetromedical.se)