

Provrörsvagga MiniMix


MM1000



Blodvagga MiniMix

Vår populära MiniMix klarar upp till 8 rör. MiniMix provrörs vagga är en liten portabel och lättplacerad vagga med laddningsbara batterier. Vaggplanet är enkelt att demontera för t.ex. rengöring. MiniMix vagnar med stor vinkel, har justerbar hastighet och fördröjning i ändlägena för att samtidigt klara olika typer av rör samt en robust konstruktion för kontinuerlig drift.

- 15 V DC via transformator, 10W
- Bredd 11 cm x Djup 11cm x Höjd 9,5 cm (plus vaggbricka)



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
MM1000	600 g	1 st	1 st	600 g