

Provrörsvagga MiniMix XL


MM1100 XL



Provrörsvagga MiniMix XL

MiniMix XL är baserad på vår populära MiniMix men klarar upp till 12 rör. MiniMix XL är främst avsedd att användas på laboratoriet där det inte finns så gott om plats att placera andra typer av vaggor. I övrigt har den samma egenskaper som MiniMix som att den klarar de flesta typer av rör och att vaggplanet rör sig i en stor vinkel för att blandningen ska bli så effektiv som möjligt. För att anpassa till olika behov kan hastigheten på vaggplanet ställas steglöst och i vändlägena kan man ställa in en fördröjning. Vaggplanet kan lätt tas bort för t.ex. rengöring. MiniMix XL drivs med den medföljande strömadaptern eller via det laddningsbara inbyggda batteriet.

- 15 V DC via transformator, 10W
- Bredd 17,5 cm x Djup 11cm x Höjd 9,5 cm (plus vaggbricka)



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
MM1100 XL	900 g	1 st	1 st	900 g