

# Sammanbindningsrör Y

12047, 12048, 12049, 12050



# Sammanbindningsrör Y


Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

- Används som koppling mellan olika typer av slangar
  - Kopplingarna finns i flera dimensioner.
  - För att veta vilken som passar ditt rör så mät sammanbindningsrörets yttermått i jämförelse med slangens inre mått.
  - Hållbarhetstid 5 år, förpackning märkt med tillverkningsdatum och LOT
  - Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur.
  - Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
- Autoklaverbar 134 °C
  - Latexfri


Material: Polypropylen, vit. PVC-fri




Mått: Ytter Ø /modell




12047  
4 mm, Y-mini



12048  
6 mm, Y-02



12049  
8,5 mm, Y-05



12050  
10 mm, Y-10

ARTIKEL NR.	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	MBE
12047	100 st	2000 st	Afp
12048	100 st	2000 st	Afp
12049	100 st	2000 st	Afp
12050	100 st	1000 st	Afp

30-1247-12048-12049-12050-001-240312