


CETRO[®] Anoscope

1542




CETRO® Anoscope

Anoskop för engångsbruk. CETRO® Anoscope används vid kolorektalundersökningar och är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra och ger en optimal sikt för undersökaren. Anoskopets följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för patienten.

- Den snedskurna änden ger bättre åtkomst vid behandlingar av hemorrojder.
- Passar med samma ljusfatning som till rektoskop och tubproktoskop.
- Passar med flera av ljussystemen som finns på marknaden idag
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Polyeten



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1542	8 g	25 st	150 st	1,6 kg

