

CETRO® Filter

1565




CETRO® Filter

CETRO® Filter 1565 engångs för rektoskopi används mellan rektoskopljushuvud och dubbelballong för att förhindra att vätska eller partiklar förs in i dubbelballongen.

- Hindrar smittspridning
 - Bättre hygien för både undersökare och patient
 - Luerlock fäste för smidig fastsättning
 - 25 st Filter inkl. 2 st Luer kopplingar
- Smälttemperatur: 100 °C
 - Ej autoklaverbar
 - Latexfri

Material: Polytetrafluoreten, Polypropen, Silikon



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1565	5 g	25 st + (1569 2 st)	250 st	1,2 kg

