

Handtag rektoskop

1576




Handtag rektoskop

Praktiskt handtag för rektoskop: För att få ett stabilt grepp istället för att bara hålla i kabeln, skruvas handtaget enkelt på fiberljuskabeln 1571.

- Autoklaverbar 134°C
- Tål desinfektion
- Rostfri

Material: Rostfritt stål , plast och gummi



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1576	44 g	1 st	1 st	150 g

