

FFP3 Andningsskydd med ventil

1609 W





Andningsskydd med ventil

JedX FFP3 andningsskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt de tid känns bekväm i ansiktet. JedX FFP3 andningsskydd av foldtyp med ventil är traditionellt formade med en näsklämma och finns med huvudöglor. De gör andningen lättare vid långvarig användning och används i stor utsträckning inom tung industri och byggarbetsplatser. JedX FFP3 andningsskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99,7% av luftföroreningar.

- Partikelfilter med utandningsventil
- Skyddsklass FFP3 NR
- Produkten uppfyller kraven för det personliga skyddet utrustningsförordning EN 2016/450
- Godkänd enligt EN 149:2001+A1:2009 och CE-märkt
- Utandningsventilen minskar andningsmotståndet och ackumuleringen av värme och fukt
- Fästs bakom huvudet
- Kompakt och ergonomisk att använda
- Flexibel, vadderad och justerbar näsklämma
- Hudvänlig
- Individuellt förpackad, 40 st/kartong
- Tillverkad i Finland

	<u>Krav</u>	<u>1609 W</u>
Partikelfiltereffektivitet (PFE)	99%	99.76%
Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE)	98%	99.90%
Andningsmotstånd (mbar)	3.0	1.68
Skyddsanvändningstid	3-8 h	8 h
Tätningstest	-	Godkänd
Blodpenetrationstest	-	Godkänd
Ej brandfarlig	ja	ja
Oparfumerat	-	ja
Kemikaliefritt	-	ja



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
1609 W	8 g	1 st	40 st	450 g

