

FFP3 Andningsskydd täckt ventil

3805 PW





Andningskydd täckt ventil

JedX FFP3 andningskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt känns de bekväma i ansiktet. JedX FFP3 andningskydd av fisktyp med ventil är lätta att justera, formade med näsklämma och tillgängliga med huvudöglor. De gör andningen lättare vid långvarig användning och används i stor utsträckning inom tung industri och byggarbetsplatser. JedX FFP3 andningskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99,7% av luftföroreningar.

- Partikelfilter med skyddad ventill medicinsk utrustning
- Skyddsklass FFP3 NR I Typ IIR
- Produkten uppfyller kraven i både förordningen om personlig skyddsutrustning EU 2016/425 och förordningen om medicintekniska produkter EU 201/745
- Dubbelgodkänd enligt standarderna EN 149:2001+A1:2009 och i enlighet med EN 14683:2009+AC:2019
- CE-märkt
- UDI-DI: 06429810965288
- Tredelad konstruktion, fäst bakom huvudet
- Kompakt och ergonomisk att använda
- Flexibel, vadderad och justerbar näsklämma
- Hudvänlig
- Individuellt förpackad, 40 st / kartong
- Tillverkad i Finland

	Krav	3805 PW
Partikelfiltereffektivitet (PFE)	99%	99.76%
Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE)	98%	99.90%
Andningsmotstånd (mbar)	3.0	1.68
Skyddsanvändningstid	3-8 h	8 h
Tätningstest	-	Godkänd
Blodpenetrationstest	-	Godkänd
Ej brandfarlig	ja	ja
Oparfymrat	-	ja
Kemikaliefritt	-	ja



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
3805 PW	8 g	1 st	40 st	450 g

