

FFP2
Andningsskydd vit
3971 W






Andningsskydd vit

JedX FFP2 andningsskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt känns de bekväma i ansiktet. Andningsskydden av fisktyp FFP2 är lätta att justera, formade med näsklämma och tillgängliga med huvudöglor. JedX ventillösa andningsskydd skyddar dig såväl som människor omkring dig. Andningsskydd utan ventil används flitigt inom medicinsk industri. JedX FFP2 andningsskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99% av luftföroreningar.

- Partikelfilter | medicinsk utrustning
- Skyddsklass FFP2 NR | Typ IIR
- Produkten uppfyller kraven för både den personliga förordningen om skyddsutrustning EU 2016/425 och förordningen om medicintekniska produkter EU 2017/745
- Dubbelgodkänd enligt standarderna EN 149:2001+A1:2009 och EN 14683:2009+AC:2019 i enlighet med
- CE-märkt
- UDI-DI: 06429810381507
- Tredelad konstruktion, fäst bakom huvudet
- Kompakt och ergonomisk att använda
- Flexibel, vadderad och justerbar näsklämma
- Hudvänlig
- Individuellt förpackad, 75 st/kartong
- Tillverkad i Finland

	Krav	3971 W
Partikelfiltereffektivitet (PFE)	94%	99.53%
Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE)	98%	99.92%
Andningsmotstånd (mbar)	2.4	1.3
Skyddsanvändningstid	3-8 h	8 h
EN 14683:2009+AC:2019	-	Type IIR
Tätningstest	-	Godkänd
Blodpenetrationstest	-	Godkänd
Ej brandfarlig	ja	ja
Oparfumerat	-	ja
Kemikaliefritt	-	ja



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
3971 W	8 g	1 st	75 st	750 g

