

FFP3 Andningskydd vit

3972 W





Andningskydd vit

JedX FFP3 andningskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt känns de bekväma i ansiktet. Andningskydden av fisktyp FFP3 är lätta att justera, formade med en nosklämma och tillgängliga huvudöglor. JedX ventillösa andningskydd skyddar dig såväl som människor omkring dig. Andningskydd utan ventil används flitigt inom medicinsk industri. JedX FFP3 andningskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99,7% av luftföroreningar.

- Partikelfilter | medicinsk utrustning
- Skyddsklass FFP3 NR | Typ IIR
- Produkten uppfyller kraven för både den personliga förordningen om skyddsutrustning EU 2016/425 och förordningen om medicintekniska produkter EU 2017/45
- Dubbelgodkänd enligt standarderna EN 149:2001+A1:2009 och EN 14683:2009+AC:2019
- CE-märkt
- UDI-DI: 06429810381545
- Tredelad konstruktion, fäst bakom huvudet
- Kompakt och ergonomisk att använda
- Flexibel, vadderad och justerbar näsklämma
- Hudvänlig
- Individuellt förpackad, 75 st/kartong
- Tillverkad i Finland

| | <u>Krav</u> | <u>3972 W</u> |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Partikelfiltereffektivitet (PFE) | 99% | 99.76% |
| Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE) | 98% | 99.90% |
| Andningsmotstånd (mbar) | 3.0 | 1.68 |
| Skyddsanvändningstid | 3-8 h | 8 h |
| EN 14683:2009+AC:2019 | - | Type IIR |
| Tätningstest | - | Godkänd |
| Blodpenetrationstest | - | Godkänd |
| Ej brandfarlig | ja | ja |
| Oparfumerat | - | ja |
| Kemikaliefritt | - | ja |



| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD.FÖRPACKNING | TRANSP.FÖRPACKNING | TRANSP.FÖRPACKNING |
|-------------|---------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 3972 W | 8 g | 1 st | 75 st | 750 g |

