

PPB BALLOON-24F-II

Anatomical Haemostatic Balloon

43.01.20004





PPB BALLOON-24F-II Anatomical Haemostatic Balloon

Den lättanvända hemostatiska ballongen för behandling av postpartumblödning. PPB-ballongen gör intrauterinetamponad enkel och effektiv. Ballongen används för kontroll av postpartumblödning efter ineffektiv behandling med läkemedel och kan därmed undvika potentiell embolisering.

Principen

När ballongen har förts in i livmodern och fyllts med steril fysiologisk vätska utövar den ett homogent tryck på livmoderväggarna och håller på så sätt tillbaka blödningen. Dess stora dräneringskanal gör att blodet kan evakueras effektivt.

Tekniska egenskaper

- Intuitiv och omedelbar montering av enheten för optimerad användning i nödsituationer.
 - Snabb och enkel fyllning tack vare backventilsystemet.
 - Snabb kontroll av blödningen tack vare ballongens anatomiska form, som exakt följer livmoderns väggar.
 - Enkel bloddränering och begränsad risk för blockering tack vare det dubbla dräneringshållet.
 - Ballongen kan blåsas upp till 500 ml med steril fysiologisk vätska.
 - En enda kateter innehåller både injektions- och dräneringsvägarna.
 - Kan användas efter vaginal förlossning såväl som efter kejsarsnitt.
 - Allergivänlig: silikonkomposition, utan latex.
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • TILLFÖRLITLIG • SÄKER • EFFEKTIV | <ul style="list-style-type: none"> • Ballongens anatomiska form ger en effektiv och skonsam tamponad • System med backventil som ger en säkrare snabb fyllning i nödsituationer • Dubbla dräneringshål för optimerat blodflöde • Ballongens fyllningsvolym: 500 ml |
|--|--|

**STERILE R**

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
43.01.20004		1 st	10 st	