

CVB BALLOON

Cervical Maturation Catheter set

43.03.10001





VB BALLOON Cervical Maturation Catheter Set

Den dubbla CVB-ballongen är avsedd för mekanisk mognad av en ogynnsam livmoderhals hos gravida kvinnor i fullgången graviditet, för vilka igångsättning av förlossningen är medicinskt indicerad. Den möjliggör en progressiv mognad av livmoderhalsen för att underlätta igångsättningen av förlossningen. Ett mildt tryck appliceras samtidigt på livmoderhalskanalen, inre och yttre livmoderhalsen. appliceras samtidigt på livmoderhalskanalen, inre och yttre livmoderhalsen.

Principen

Den dubbla CVB-ballongen ger ett mjukt, konstant och samtidigt tryck på cervikalkanalerna, inre och yttre os. Det möjliggör en gradvis mognad av livmoderhalsen för att underlätta igångsättning av förlossningen.

Tekniska egenskaper

- Formbar införingsguide förmonterad på enheten.
- Mjuk silikonförstärkt enhetsspets för säkerhet.
- Enkelt och snabbt påfyllningssystem med automatiska ventiler.
- Lätt att använda: tydlig identifiering av ventilerna och angivelse av maximal fyllningsvolym för varje ballong (80 ml).
- Anatomiskt formade ballonger för effektiv mognad.
- Latexfri, DEHP-fri (Di-2-ethylhexyl phthalate), BPA-fri (Bisphenol A).
- 18 fransk montering.
- Långt utgångsdatum.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • PÅLITLIG • LÄTT • EFFEKTIV | <ul style="list-style-type: none"> • Formbar införingsguide, förmonterad på enheten • Anatomiskt formad dubbel ballong • Snabb och enkel arkivering med två automatiska ventiler • Mjuk silikonförstärkt spets för ökad säkerhet |
|--|--|

**STERILE R**

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
43.03.10001		10 st	100 st	