



Kub utan dränagehål

9631-1 – 9631-11



Kub utan dränagehål


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Kub används vid cystocele eller rectocele samt en andra eller tredje gradens prolaps. Den finns tillgänglig med eller utan dränagehål. Finns i 11 storlekar 25-75 mm

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Engångs
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Material Silikon



- 9631-1 → 25 mm
- 9631-2 → 29 mm
- 9631-3 → 33 mm
- 9631-4 → 37 mm
- 9631-5 → 41 mm
- 9631-6 → 45 mm
- 9631-7 → 50 mm
- 9631-8 → 56 mm
- 9631-9 → 63 mm
- 9631-10 → 70 mm
- 9631-11 → 75 mm



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
9631-1-9631-11	28 g	1 st	1 st	68 g

