

Kapillärrör

161313




Kapillärrör

Hepariniserat rör för skalpblodprov. Kapillärröret fästs i hållaren före användning.

- 100 st rör per förpackning
- Volym 75 ul
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri

Innehåll: Sodaglas



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
161313	0,2 g	100 st	1000 st	200 g

