

Kateterpropp S

23800111



Kateterpropp S

En kateterpropp är en liten enhet som används för att tillfälligt stänga av en urinkateter, vilket möjliggör lagring av urin i urinblåsan. Den används ofta för att efterlikna normal blåsfyllnad och tömning, och kan vara särskilt användbar vid träning av blåsfunktionen.


Användning av kateterpropp:

Proppa katetern: För att uppnå en så normal blåsfyllnad och tömning som möjligt, kan katetern proppas enligt rekommenderade tidsintervall från läkaren. Detta innebär att katetern stängs med en propp, och öppnas vid behov för att tömma urinblåsan.

Hygien:

Det är viktigt att tvätta och desinficera händerna både före och efter hantering av kateterproppen för att minska risken för urinvägsinfektion. Byt kateterproppen regelbundet enligt vårdpersonalens instruktioner

Material Polyamid



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
23800111	2 g	1 st	50 st	100 g