

CETRO® Lube 82 ml


4110



CETRO® Lube 82 ml

Ett glidgel av mycket hög kvalitet för professionellt bruk, på grund av dess ingredienser är denna bäst anpassad för Endoskopi, Gastroskopi, Koloskopi, Proktoskopi och Gynekologi.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Påverkar inte kirurgiska instrument, gummi eller plaster • Allergivänlig • Irriterar ej • Innehåller inga toxiska substanser • Luktfri • Vattenlöslig | <ul style="list-style-type: none"> • Vatten • Polymer • Fuktighetsbevarande medel • Konserveringsmedel • Hydrofil • mjukgörande |
|--|---|



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
4110	82 ml	48 st	48 st	5 kg

