

CETRO® Ultragele Clear 250 ml

4151




CETRO® Ultragel Clear 250 ml

Ultraljudsgel 4151 är ett kontaktgel för ultraljud av mycket hög kvalitet. Finns i storlekarna 250 ml, 1 kg och 5 kg. Finns även som transparent och i Sterilt utförande om 20 g.

- Innehåller inget salt för att förhindra skada på sonderna
 - Irriterar inte huden även efter många scannningar
 - Utmärkt viskositet (80 000 RPM5-STD 18C)
 - Snabb överföringshastighet
 - Perfekt akustisk impedans
 - Extremt effektiv
 - Bakteriostatiska nivåer lägre än tillåtna även av de strängaste internationella standarderna
- Den är dermatologiskt testad och innehåller ej salt

Innehåll: Vatten, Polymer, Fuktighetsbevarande medel, Konserveringsmedel



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
4151	250 ml	25 st	25 st	7 kg

