

# WEGAA<sup>®</sup> CTG 2-pack

9610-2




# WEGAA® CTG 2 Pack

Engångsband för CTG är 1,4 m långt och är försedd med extra knapp. Levereras i 2-pack med 1 blått och 1 rosa band. Engångs CTG-band tillverkas i olika färger för att underlätta identifiering och matchning när de appliceras runt mammans mage. Att ha två färger kan vara praktiskt för att undvika förväxling och säkerställa korrekt placering av sensorerna för att mäta fostrets hjärtfrekvens och livmoderns sammandragningar. Detta kan hjälpa till att säkerställa noggrann övervakning och diagnostik under graviditeten och förlossningen.

- Elastisk
  - 60 mm bred
  - Engångs
  - Levereras i 2-pack (1 blå och 1 rosa)
- Latexfri
  - Längd 1,4 m

Material: Polyester, Spandex, Nylon



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
9610-2	60 g	50 par	200 par	1 300 g

