

# SKYDDS- UTRUSTNING







## Surgical Mask

Submed masker ger skydd mot luftburna och stänk [1] infektionsrisker med 98 % bakteriefiltreringseffektivitet. Submed masker är designade för att passa ordentligt i ansiktet, täcka näsa, mun och nedre delen av hakan. De ger en hög formbarhet, eftersom de har justerbar nästråd och elastiska öronöglor. De garanterar utmärkt andningsförmåga, eftersom de är tillverkade med luftgenomsläpplighet och en 3-lagers mjuk väv. De är hudvänliga och allergivänliga. Masker produceras och förpackas i en steril miljö, vilket säkerställer ett hygieniskt skydd. Ansiktsmaskerna är lämpliga för både dagligt och kirurgiskt bruk. Det finns ingen ålders- eller könsbegränsning för användning.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| MS001-4     | 0,05 g  | 50 st      | 2000 st       |



## FFP2 Andningskydd vit

JedX FFP2 andningskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt känns de bekväma i ansiktet. Andningskydden av fisktyp FFP2 är lätta att justera, formade med näsklämma och tillgängliga med huvudöglor. JedX ventillösa andningskydd skyddar dig såväl som människor omkring dig. Andningskydd utan ventil används flitigt inom medicinsk industri. JedX FFP2 andningskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99% av luftföroreningar.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 3971 W      | 8 g     | 1 st       | 75 st         |



## FFP2 Andningskydd med ventil

JedX FFP2 andningskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt känns de bekväma i ansiktet. JedX FFP2 andningskydd av foldtyp med ventil är traditionellt formade med en näsklämma och finns med huvudöglor. De gör andningen lättare vid långvarig användning och används i stor utsträckning inom tung industri och byggarbetsplatser. JedX FFP2 andningskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar minst 99 % av luftföroreningarna.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 1758 W      | 8 g     | 1 st       | 40 st         |



## FFP2 Andningskydd täckt ventil

JedX FFP2 andningskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt känns de bekväma i ansiktet. JedX FFP2 andningskydd av fisktyp med ventil är lätta att justera, formade med näsklämma och tillgängliga med huvudöglor. De gör andningen lättare vid långvarig användning och används i stor utsträckning inom tung industri och byggarbetsplatser. JedX FFP2 andningskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99% av luftföroreningar.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 3614 PW     | 8 g     | 1 st       | 40 st         |



## FFP3 Andningsskydd vit

JedX FFP3 andningsskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt känns de bekväma i ansiktet. Andningsskydden av fisktyp FFP3 är lätta att justera, formade med en nosklämma och tillgängliga huvudöglor. JedX ventillösa andningsskydd skyddar dig såväl som människor omkring dig. Andningsskydd utan ventil används flitigt inom medicinsk industri. JedX FFP3 andningsskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99,7% av luftföroreningar.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 3972 W      | 8 g     | 1 st       | 75 st         |



## FFP2 Andningsskydd vit

JedX FFP2 andningsskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt de tid känns bekväm i ansiktet. JedX FFP2 andningsskydd av foldtyp med ventil är traditionellt formade med en näsklämma och finns med huvudöglor. De gör andningen lättare vid långvarig användning och används i stor utsträckning inom tung industri och byggarbetsplatser. JedX FFP2 andningsskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99,7% av luftföroreningar.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 1609 W      | 8 g     | 1 st       | 40 st         |



## FFP3 Andningsskydd täckt ventil

JedX FFP3 andningsskydd är lätta att använda och skyddar effektivt. Samtidigt känns de bekväma i ansiktet. JedX FFP3 andningsskydd av fisktyp med ventil är lätta att justera, formade med näsklämma och tillgängliga med huvudöglor. De gör andningen lättare vid långvarig användning och används i stor utsträckning inom tung industri och byggarbetsplatser. JedX FFP3 andningsskydd skyddar mot luftburna bakterier och virus och filtrerar åtminstone 99,7% av luftföroreningar.


| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 3805 PW     | 8 g     | 1 st       | 40 st         |



## Tecman

Tecmans lätta ansiktsskydd med anti-dimegenskaper skyddar ansiktet och ögonen från stänk eller sprutning av smittsamma eller farliga ämnen. Engångsansiktsskydden är tillverkade av optiskt klar polyester för maximal synlighet. Den mjuka elastiska remmen och pannbandet i PU-skum, ger extra långvarig komfort och hållbarhet. Produkten kan bäras med eller utan extra ansiktsskydd, såsom skyddsglasögon och ansiktsmasker. Vårt registrerade designade ansiktsskydd är tillverkat med en patentskyddad process.  
EN 166:2001 kategori II certifierad (EU) 2016/425

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 0115067161  | 29 g    | 96 st      | 96 st         |



## Cetro Visir flergångs

Produkten är avsedd att användas som skyddsvisir för att skydda mot droppsmitta vid provtagning och arbete med patienter och brukare i hälso- och sjukvården. Förvara Cetro Visir i plastförpackningen. Kan användas tillsammans med glasögon och munskydd. Uppfyller PPE direktivet (EU) 2016/425, Riskkategori II.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| V300        | 29 g    | 50 st      | 200 st        |



## CETRO® Protect

Engångsförkläden gjorda av vätskebeständig polyeten, för att skydda kläder från spill och stänk under medicinska förfaranden och rengöringsuppgifter. Också idealisk för användning i livsmedelsberedningar och industriella applikationer. Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och korskontaminering kan ske. Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 2110        | 18 g    | 50 st      | 500 st        |



## Skoskydd engångs

Engångsskoskydd blå av plast med resår. Används som skydd mot infektioner, bakterier och smuts mm. i miljöer där en hög hygienstandard krävs, t.ex. inom hälso- och sjukvård. Uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv 93/42 / EEG med ändrat direktiv 2007/47 / EG för medicintekniska direktiv..

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 2026        | 0,05 g  | 1000 st    | 6000 st       |



## Flowflex SARS-CoV-2 Antigen

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test är ett lateralt flödeskromatografiskt immunanalys för kvalitativ detektion av nukleokapsidproteinantigenet från SARS-CoV-2 i näspinnprover direkt från individer som misstänks för en aktiv COVID-19-infektion av deras vårdgivare inom de första sju dagarna efter symtomens början.

Praktiska prover i näsan

Snabba resultat på 15 minuter

Utmärkt prestanda jämfört med molekylära PCR-metoder

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| LO31-118MS  | 14 g    | 1 st       | 300 st        |

## LDV 1m Spruta M Fixerad Nål

Steril spruta med fast säkerhetsnål för engångsbruk är endast avsedd för manuellt och engångsbruk för injektion av vätskor för medicinskt ändamål, den består av spruta och fast nål med en säkerhetsmekanism. Efter att nålen har dragits tillbaka från kroppen kan den bifogade nålsäkerhetsmekanismen aktiveras manuellt för att täcka nålen omedelbart efter användning för att minimera risken för oavsiktliga nålstick och förhindra återanvändning. Enheten har låg dödvolymer < 0,015 ml och kan konsekvent uppnå 7 doser på 0,3 ml från en enda injektionsflaska med Comirnaty (Pfizer-BioNTech) Covid 19-vaccinet.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| SYL12525    | g       | st         | st            |







# ENGÅNGSHANDSKAR

---

Oavsett om det handlar om att hantera kemikalier, utföra medicinska ingrepp eller hantera livsmedel, kan du lita på att våra handskar i vinyl och nitril levererar pålitligt skydd och komfort för alla dina behov. Välj kvalitet och trygghet med våra högpresterande handskar som är utformade för att möta de tuffaste kraven och för att hjälpa dig att utföra ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

---



## No Ordinary

### Nitril

Pudrerfria undersökningshandskar i nitril för engångsbruk. Utmärkt taktill känslighet, mikrotexturerade fingertoppar ger ett säkert grepp i både våt och torr miljö. En bekväm, mjuk och flexibel, nitrilhandske som ger säkerhet i många situationer. Designad med en speciell nirtillsammansättning som ger samma känsla och passform som latex, full frihet i rörelse och utmärkt flexibilitet som ger mindre trötthetskänsla. Handskarna innehåller inte latex och är därför ett utmärkt alternativ för dem som har latexallergi typ I.

- 100% latexfri undersökningshandske gjord av hållbar nitril, eliminerar risken för allergiska reaktioner, typ I, som associeras med naturlatex.
- Högelastiska och mjuka
- Rullkant för enklare påtagning
- Designad för att efterlikna egenskaperna hos handskar i naturlatex
- Texturerade fingertoppar för bästa grepp i alla lägen
- Säker för livsmedelshantering även för tillagning och hantering av feta livsmedel såsom oliv- och fiskleverolja.
- Skyddar mot ett brett spektrum av kemikalier
- AQL 1,5
- I enlighet med EN 455 och EN 374

| ARTIKEL NR. | STORLEK | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|---------|------------|---------------|
| 0115067161  | XS      | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| 0115067162  | S       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| 0115067163  | M       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| 0115067164  | L       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| 0115067165  | XL      | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |



## No Ordinary

### Vinyl

Dessa är icke-sterila undersöknings- och skyddshandskar för engångsbruk, avsedda för användning inom det medicinska området och täcker andra områden såsom viss mat och kemikalier och för att: skydda patient och användare från korskontaminering, genomföra medicinska undersökningar, diagnostiska och terapeutiska förfaranden och för hantering av medicinskt kontaminerat material. Handskar är klassificerade som medicinska produkter klass I och som personlig skyddsutrustning kategori III. Handskar som är utformade för att skydda mot ämnen och blandningar som är farliga för mot skadliga biologiska medel. Handskar utformade för att skydda mot kemisk risk enligt EN ISO 374-1 och mikroorganismer (virus, bakterier och svampar) enligt EN ISO 374-5. Deras utformning och märkning motsvarar kraven i EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter och den europeiska förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning Utrustning. Handskar ska endast användas i enlighet med deras avsedda användning.

MD Class I: EU Regulation 2017/745(MDR), EN 455-1,2,3,4

PPE Cat.III: EU Regulation 2016/425(PPER), EN 374-1,2,4,5 EN14683-1, EN ISO 21420

Food contact: EC Regulation 10/2011, EN 1186 and EN 13130

| ARTIKEL NR. | STORLEK | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|---------|------------|---------------|
| 0115174661  | XS      | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |
| 0115174662  | S       | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |
| 0115174663  | M       | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |
| 0115174664  | L       | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |
| 0115174665  | XL      | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |



## Mercator Nitrylex classic

### Nitril

Puderfria undersökningshandskar i nitril för engångsbruk. Utmärkt taktil känslighet, mikrotexturerade fingertoppar ger ett säkert grepp i både våt och torr miljö. En bekväm, mjuk och flexibel, nitrilhandske som ger säkerhet i många situationer. Designad med en speciell nirtillsammansättning som ger samma känsla och passform som latex, full frihet i rörelse och utmärkt flexibilitet som ger mindre trötthetskänsla. Handskarna innehåller inte latex och är därför ett utmärkt alternativ för dem som har latexallergi typ I.

- 100% latexfri undersökningshandske gjord av hållbar nitril, eliminerar risken för allergiska reaktioner, typ I, som associeras med naturlatex.
- Högelastiska och mjuka
- Rullkant för enklare påtagning
- Designad för att efterlikna egenskaperna hos handskar i naturlatex
- Texturerade fingertoppar för bästa grepp i alla lägen
- Säker för livsmedelshantering även för tillagning och hantering av feta livsmedel såsom oliv- och fiskleverolja.
- Skyddar mot ett brett spektrum av kemikalier

| ARTIKEL NR. | STORLEK | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|---------|------------|---------------|
| RD30019001  | XS      | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| RD30019002  | S       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| RD30019003  | M       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| RD30019004  | L       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| RD30019005  | XL      | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |



## Mercator Nitrylex classic black

### Nitril

Pudrefria undersökningshandskar i nitril för engångsbruk. Utmärkt taktill känslighet, mikrotexturerade fingertoppar ger ett säkert grepp i både våt och torr miljö. En bekväm, mjuk och flexibel, nitrihandske som ger säkerhet i många situationer. Designad med en speciell nirtillsammansättning som ger samma känsla och passform som latex, full frihet i rörelse och utmärkt flexibilitet som ger mindre trötthetskänsla. Handskarna innehåller inte latex och är därför ett utmärkt alternativ för dem som har latexallergi typ I.

- 100% latexfri undersökningshandske gjord av hållbar nitril, eliminerar risken för allergiska reaktioner, typ I, som associeras med naturlatex.
- Högelastiska och mjuka
- Rullkant för enklare påtagning
- Designad för att efterlikna egenskaperna hos handskar i naturlatex
- Texturerade fingertoppar för bästa grepp i alla lägen
- Säker för livsmedelshandtering även för tillagning och hantering av feta livsmedel såsom oliv- och fiskleverolja.
- Skyddar mot ett brett spektrum av kemikalier

| ARTIKEL NR. | STORLEK | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|---------|------------|---------------|
| RD30104001  | XS      | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| RD30104002  | S       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| RD30104003  | M       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| RD30104004  | L       | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |
| RD30104005  | XL      | 3,5 g   | 100 st     | 1000 st       |





## Mercator Vinylex powder-free

### Vinyl

Vinylex® pulverfri – diagnostiska vinylhandskar. Utan pulveriseringsmedel minskar förekomsten av allergier och torr hud på händerna. Bra kvalitet till ett lågt pris. Den strukturerade ytan säkerställer ett säkert grepp och enastående taktil känslighet. Rekommenderas särskilt för: Medicinska förfaranden, Hushållsarbete


### Standarder och certifieringar:

Överensstämmelse med standarder:

EN ISO 374-1, EN 420, EN 455 (1-4), EN ISO 374-2, Förordning (EU) 2017/745, EN 1041, EN ISO 15223  
EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 13485: 2016, Förordning (EU) 2016/42

| ARTIKEL NR. | STORLEK | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|---------|------------|---------------|
| RD20018001  | XS      | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |
| RD20018002  | S       | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |
| RD20018003  | M       | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |
| RD20018004  | L       | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |
| RD20018005  | XL      | 5 g     | 100 pcs    | 1000 pcs      |





## Boxhållare

Hållare för engångshandskar med smart justerbar konstruktion vilket gör att de flesta förpackningar för engångshandskarpassas i hållaren.

4 storlekar, för antal lådor.

Beskrivning:

Material 27100 metalltråd,

Användning: Förpackningsförvaring, engångshandskar

Färg Silver pulverlack

| ARTIKEL NR. | STORLEK | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 460128-1    | 1 box   | 1 st       | 1 st          |
| 460128-2    | 2 boxar | 1 st       | 1 st          |
| 460128-3    | 3 boxar | 1 st       | 1 st          |
| 460128-4    | 4 boxar | 1 st       | 1 st          |

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

50-HANDSKAR-004-240813



CETRO MEDICAL AB - Nitgatan 11 - SE- 333 33 Smålandsstenar - +46 371 330 30 - [www.cetromedical.se](http://www.cetromedical.se)