



CETRO MEDICAL

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

UROLOGI



UROLOGI

Inom urologi utförs såväl kirurgisk som medicinsk behandling av urinvägar. Här hittar du kvalitetsprodukter som kan användas för både engångs- och flergångsbruk.



Urinflaska UNO™

Urinflaska UNO för män är tillverkad i polypropylen. Urinflaska UNO är graderad i 100 ml intervaller, rymmer 1 liter och är försedd med ett tätslutande lock. Flaskan tål temperaturer upp till 120 °C och rengörs smidigast med tvål och vatten samt desinfektionsmedel.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 1640 | 160 g | 1 st | 30 st |



Lock Urinflaska UNO™

Tättslutande lock till urinflaska Uno för män.

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 1641 | 8 g | 25 st | 25 st |



Bägare OLLE™

Bägare OLLE är en engångs bägare i glasklar plast med tättslutande lock. Försedd med skrivbar, självhäftande namnetikett. Flat botten gör att man kan ställa den upprätt utan någon ställning. Storlek 25 ml

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| 1621 | 8 g | 100 st | 1000 st |



Olivkoppling ADA™

Olivkoppling i plast är en sterilförpackad kateter-adapter för engångsbruk. Olivkopplingen används mellan spruta och kateter för dosering av läkemedel eller för renspolning. Dess konformade topp gör att den passar alla dimensioner av katetrar och sonder. Passar alla storlekar av sprutor. Endast 44 mm lång. Sterilförpackad

| ARTIKEL NR. | PRODUKT | AVD. FÖRP. | TRANSP. FÖRP. |
|-------------|---------|------------|---------------|
| A420 | 2,6 g | 100 st | 200 st |

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

50-UROLOGI-003-24-06-03



CETRO MEDICAL AB - Nitgatan 11 - SE- 333 33 Smålandsstenar - +46 371 330 30 - www.cetromedical.se