

Rocket Pro-Lux Rektoskop

R53901




Rocket Pro-Lux Rektoskop

Rocket Pro-Lux™ är ett helt engångssystem för rektoskopi som är färdigt att använda och utrustat med nya funktioner för att göra användningen bekväm, praktisk och effektiv.

- **KLAR FÖR ANVÄNDNING:** Inbyggd batteridrivna ljuskälla med en ring av sex högintensiva vita LED-lampor för maximal belysning.
 - **KOMPLETT SET:** Levereras med en engångs dubbelballong för att erbjuda ett komplett och ekonomiskt engångssystem.
 - **FÖRSTORINGSGLAS:** För tydlig och precis sikt samt enkel användning av biopsiinstrument.
 - **SÄKERHET:** Batteripaketet är helt avtagbart för säker och miljövänlig kassering. Varje kartong levereras med en batteriförvaring för säker separation av använda battericeller.
- Melting point: 100°C
 - Not autoclavable
 - Latex-free

Material Polystyren glasklar, Polyeten HD, Polyeten LD, Polypropen



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
R53901	175 g	25 st	25 st	4,5 kg

