

ECO Supergel for Ultrasound Clear 5 liter

4171




ECO Supergel for Ultrasound Clear 5 liter


Ett kontaktgel för ultraljud av mycket hög kvalitet. Till varje 5 liter Ultraljudsgel medföljer det en tom 250 ml flaska och två lock, för smidig och enkel påfyllning.

- Innehåller inget salt för att förhindra skada på sonderna
 - Irriterar inte huden även efter många scannningar
 - Utmärkt viskositet (80 000 RPM5-STD 18C)
 - Snabb överföringshastighet
 - Perfekt akustisk impedans
 - Extremt effektiv
 - Bakteriostatiska nivåer lägre än tillåtna även av de strängaste internationella standarderna
- Den är dermatologiskt testad och innehåller ej salt

Innehåll: Vatten, Polymer, Fuktighetsbevarande medel, Konserveringsmedel



250 ml flaska med två lock.



ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.PACKNING
4171	5 kg	1 st	4 st	21 kg

