

# Fetal Blood Sampling Wand med kapillärrör

FBS-W



# Fetal Blood Sampling Wand med kapillärrör

Förladdat kapillärrör redo för omedelbar provtagning

- Fem ytterligare 115 µl litiumhepariniserade kapillärrör
- Inkluderar ett mått för nedstigning av fosterhuvud
- Multiprov för enpatientsbruk
- Enhandsoperation
- Bladfunktion har lås in/ut säkerhetsfunktion

## Inkluderar:

1 x FBS fetalt blodprovstagare

5 x hepariniserade kapillärrör

10 x ändlock för kapillärrör

ARTIKEL NR.	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
FBS-W	1 st	10 st