



CETRO MEDICAL

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

GYNEKOLOGI





1251



1211



1221



1231



1241



## EasySpec®

EasySpec är ett steriliserat självhållande vaginalspekulum för engångsbruk. Spekulums släta ytor, följsamt rundade hörn och dess speciella yta gör insättningen smidig, lätt och skonsam. Efter insättning kan EasySpec fixeras i önskad vinkel genom att justera den tysta och enkla låsanordningen. EasySpec-serien innefattar storlekarna XS, Small, Medium, Large och XL.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1211	XS	25 g	25 st	150 st
1221	S	29 g	25 st	150 st
1231	M	35 g	25 st	150 st
1241	L	36 g	25 st	150 st
1251	XL	44 g	25 st	150 st



### VagiSpec®

VagiSpec är ett vinkelspekulum i plast för engångsbruk. Greppvänlig med släta ytor och följsamt rundade hörn. Olika bredd på spatlarna. Kan med fördel användas i kombination med Vagipress 1412/1422.

ARTIKEL NR.	STOIRLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1318	S	10 g	25 st	300 st
1320	M	23 g	100 st	800 st
1322	L	25 g	100 st	400 st



### VagiSpec®

VagiSpec är ett vinkelspekulum i plast för engångsbruk. Greppvänlig med släta ytor och följsamt rundade hörn. Olika bredd på spatlarna. Kan med fördel användas i kombination med Vagipress 1412/1422.

ARTIKEL NR.	STOIRLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1318T	S	10 g	25 st	300 st
1320T	M	23 g	100 st	800 st
1322T	L	25 g	100 st	400 st



### EasySpec® Flat

Easyspec flat är ett självhållande vaginalspekulum i plast för engångsbruk. Instrumentet har flata spatelskedar och ett fritt inspektionsfält från ena sidan, vilket innebär att man lätt kommer åt med andra instrument.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1310	54 g	100 st	100 st



### Z-Spec™

Z-Spec är ett vinkelspekulum i glasklar, plast för engångsbruk. Det glasklara materialet ger en optimal sikt för undersökaren. Olika bredd på spatlarna. 31 mm - 35 mm

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1321	23 g	100 st	400 st
1321-1	23 g	1 st	100 st



### Handispec™

HandiSpec är ett självhållande vaginalspekulum i glasklar plast för engångsbruk. Instrumentet är tvådelat. Enkel och säker låsning i tre steg. Släta och följsamt rundade kanter. Greppvänlig och ergonomisk

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1351	50 g	25 st	150 st



### Perispec™

PeriSpec är ett självhållande vaginalspekulum i plast för engångsbruk. Instrumentet är tvådelat med anatomiskt utformade skedar, vilket ger en behagligare undersökning för patienten.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1361	58 g	25 st	100 st



### Polyspec™

PolySpec är ett självhållande vaginalspekulum i glasklar plast för engångsbruk. PolySpec är ergonomiskt och greppvänligt utformat med 8 stycken olika öppningslägen och används ofta vid större ingrepp.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1371	50 g	25 st	100 st



### Pozzi klotång Cervix

Används vid gynekologiska ingrepp när man har ett behov av att ta tag i livmodertappen. Pincettens böjda ändar och det säkra låset möjliggör ett säkert och stabilt grepp av livmodertappen. Produktens design minimerar smärta och blödning under ingreppet.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
421-3	110 g	1 st	100 st



## CETRO® Spatula

Plastspatel för Gynekologisk provtagning. En spatel som har en idealisk längd på 20 cm för bästa handhavanden, stabil och bekväm att hålla i.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1375	3 g	100 st	100 st



## CETRO® Brush

CETRO® Brush är en provtagningsborste för cellprover. Utan kula på toppen. 1170. Med kula 1180. Steril 1180-S

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1170	1,1 g	100 st	400 st
1180	1,1 g	100 st	400 st
1180-S	1,1 g	100 st	400 st



## VagiPress® Ögla

VagiPress® Ögla är en vaginaldepressor i plast föregångsbruk. Kan med fördel användas i kombination med VagiSpec® 1320 och VagiSpec® Large 1322 då skåran i depressorn träs över spekulumets sidokant, varigenom båda instrumenten kan manövreras med en hand.


ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1412	9,5 g	100 st	800 st
1412 T	9,5 g	100 st	800 st
1412-1	9,5 g	1 st	400 st



## VagiPress® Massiv

VagiPress® Massiv är en vaginaldepressor i plast för engångsbruk. Kan med fördel användas i kombination med VagiSpec® 1320 och VagiSpec® Large 1322 då skåran i depressorn träs över spekulumets sidokant, varigenom båda instrumenten kan manövreras med en hand.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1422	10,5 g	100 st	800 st
1422T	10,5 g	100 st	800 st
1422-1	10,5 g	1 st	400 st



## ComfiDilator®

Comfi Dilator är designad för att vidga cervix på ett skonsamt sätt. Dilatorn finns i 2 storlekar;

3-4 mm (art. nr: D52230-S).

Dilatorn är 3 mm på ena sidan och 4 mm på den andra.

5-6 mm (art. nr: D52231-S).

Dilatorn är 5 mm på ena sidan och 6 mm på den andra.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
D52230-S	5 g	5 st	50 st
D52231-S	7 g	5 st	50 st



## Esa Sound

Uterussound är avsedda för att sondera en kvinnas livmoder genom livmoderhalsen, för att mäta längden och riktningen av livmoderhalskanalen och livmodern, för att bestämma nivå av dilatation, eller för att inducera ytterligare dilatation.

Uterinsondering kan utföras före embryoöverföring för att bestämma livmoderdjupet och hur lätt en embryoöverföringskateter kan föras genom livmoderhalsen. Det utförs innan en intrauterin enhet sätts in (IUD) för att mäta längden och riktningen av livmoderhalskanalen och livmodern. Detta minskar risken för perforering av livmodern med spiralen. Detta kan inträffa när spiralen är för djupt in eller i fel vinkel.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
35908	8 g	1 st	50 st



## ComfiThread Retrivaler Sterile

Comfi Thread Retriever är designad för att enkelt få ta i IUCD trådar och för att processen ska vara skonsammare för både vårdtagare och vårdgivare.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
D524-S	8 g	5 st	50 st




## ComfiSound Sterile

ComfiSound är en böjbar uterussond med centimeter skala för noggrann mätning av uterus. Sonden har även en flyttbar markör för enklare mätning.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
D52208-S	10,5 g	10 st	50 st



D52202-S



D52212-S



D52200-S



D52201-S



D52210-S



## ComfiSpec®

ComfiSpec® är ett sterilt självhållande vaginalspekulum för engångsbruk. ComfiSpec® är designat för den krävande gynekologen där krav ställs på hög kvalitet och säker konstruktion. Spekulumet har släta ytor och följsamt rundade hörn vilket bidrar till ett skonsamt och smidigt ingrepp. Efter insättning kan ComfiSpec® fixeras i önskad vinkel genom att skruva åt eller lossa muttern till önskat läge.

Finns i 5 olika modeller Virgin, Small, Medium, Broad och Medium-long

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
D52212-S	Virgin	25 g	25 st	100 st
D52200-S	Small	30 g	25 st	100 st
D52201-S	Medium	42 g	25 st	100 st
D52210-S	Broad	49 g	25 st	100 st
D52202-S	Medium -Long	46 g	25 st	100 st





## CETRO® Prolapse Ring

Prolapsring Ledad finns i 11 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem och i många fall slipper patienten att göra några kirurgiska ingrepp.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
PER00	45 mm	25 g	1 st	1 st
PER01	51 mm	25 g	1 st	1 st
PER02	57 mm	25 g	1 st	1 st
PER03	64 mm	25 g	1 st	1 st
PER04	70 mm	25 g	1 st	1 st
PER05	76 mm	25 g	1 st	1 st
PER06	83 mm	25 g	1 st	1 st
PER07	89 mm	25 g	1 st	1 st
PER08	95 mm	25 g	1 st	1 st
PER09	103 mm	25 g	1 st	1 st



## CETRO® Prolapse Membrane

Prolapsring Ledad med membran finns i 12 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem och i många fall slipper patienten att göra några kirurgiska ingrepp.


ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
PERS00	44 mm	27 g	1 st	1 st
PERS01	50 mm	27 g	1 st	1 st
PERS02	55 mm	27 g	1 st	1 st
PERS03	62 mm	27 g	1 st	1 st
PERS04	67 mm	27 g	1 st	1 st
PERS05	74 mm	27 g	1 st	1 st
PERS06	80 mm	27 g	1 st	1 st
PERS07	87 mm	27 g	1 st	1 s
PERS08	94 mm	27 g	1 st	1 st
PERS09	99 mm	27 g	1 st	1 st



## CETRO® Prolapse Donut

Prolapsring Donut finns i 7 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem och i många fall slipper patienten att göra några kirurgiska ingrepp.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
PED00	50 mm	25 g	1 st	1 st
PED01	56 mm	25 g	1 st	1 st
PED02	64 mm	25 g	1 st	1 st
PED03	69 mm	25 g	1 st	1 st
PED04	74 mm	25 g	1 st	1 st
PED05	81 mm	25 g	1 st	1 st
PED06	87 mm	25 g	1 st	1 st
PED07	93 mm	25 g	1 st	1 st



## CETRO® Prolapse Incontinence

Prolapsring Inkontinens finns i 6 olika storlekar. Storlekarna 2, 3, 4 och 5 innehåller även metall inuti ringen. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem och i många fall slipper patienten att göra några kirurgiska ingrepp.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
PERK00	43 mm	27 g	1 st	1 st
PERK01	49 mm	27 g	1 st	1 st
PERK02	56 mm	27 g	1 st	1 st
PERK03	62 mm	27 g	1 st	1 st
PERK04	68 mm	27 g	1 st	1 st
PERK05	74 mm	27 g	1 st	1 st
PERK06	81 mm	27 g	1 st	1 st
PERK07	87 mm	27 g	1 st	1 st



## Prolapsring Cup

Prolapsring Cup finns i 8 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Används för en mild prolapsgrad 1, samt mild sekundär livmoderprolaps.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9621-1	50 mm	25 g	1 st	1 st
9621-2	55 mm	25 g	1 st	1 st
9621-3	60 mm	25 g	1 st	1 st
9621-4	65 mm	25 g	1 st	1 st
9621-5	70 mm	25 g	1 st	1 st
9621-6	75 mm	25 g	1 st	1 st
9621-7	80 mm	25 g	1 st	1 st
9621-8	85 mm	25 g	1 st	1 st



## Prolapsring Cup med Membran

Prolapsring Cup med membran finns i 8 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Används för en mild prolapsgrad 1, samt mild sekundär livmoderprolaps.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9622-1	50 mm	22 g	1 st	1 st
9622-2	55 mm	22 g	1 st	1 st
9622-3	60 mm	22 g	1 st	1 st
9622-4	65 mm	22 g	1 st	1 st
9622-5	70 mm	22 g	1 st	1 st
9622-6	75 mm	22 g	1 st	1 st
9622-7	80 mm	22 g	1 st	1 st
9622-8	85 mm	22 g	1 st	1 st



## Prolapsring Disk med Membran

Prolapsring Disk med membran finns i 8 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Prolapsring Disk med membran används för en andra eller tredje gradens prolaps, vid en cystocele eller en rectocele. Prolapsringen kan även lindra urininkontinens.


ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9623-1	50 mm	27 g	1 st	1 st
9623-2	55 mm	27 g	1 st	1 st
9623-3	60 mm	27 g	1 st	1 st
9623-4	65 mm	27 g	1 st	1 st
9623-5	70 mm	27 g	1 st	1 st
9623-6	75 mm	27 g	1 st	1 st
9623-7	80 mm	27 g	1 st	1 st
9623-8	85 mm	27 g	1 st	1 st



## Prolapsring Disk

Prolapsring Disk finns i 8 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Prolapsring Disk med membran används för en andra eller tredje gradens prolaps, vid en cystocele eller en rectocele. Prolapsringen kan även lindra urininkontinens.


ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9624-1	50 mm	25 g	1 st	1 st
9624-2	55 mm	25 g	1 st	1 st
9624-3	60 mm	25 g	1 st	1 st
9624-4	65 mm	25 g	1 st	1 st
9624-5	70 mm	25 g	1 st	1 st
9624-6	75 mm	25 g	1 st	1 st
9624-7	80 mm	25 g	1 st	1 st
9624-8	85 mm	25 g	1 st	1 st



## Prolapsring Inkontinens med Membran

Prolapsring Inkontinens med membran finns i 8 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Prolapsring Inkontinens med Membran har samma indikationer som 9613 men kan även lindra urininkontinens.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9625-1	44 mm	32 g	1 st	1 st
9625-2	50 mm	32 g	1 st	1 st
9625-3	58 mm	32 g	1 st	1 st
9625-4	63 mm	32 g	1 st	1 st
9625-5	69 mm	32 g	1 st	1 st
9625-6	79 mm	32 g	1 st	1 st
9625-7	83 mm	32 g	1 st	1 st
9625-8	89 mm	32 g	1 st	1 st



## Prolaps/Inkontinens utan stöd

Prolapsring Inkontinens utan stöd finns i 8 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Prolapsring Inkontinens utan stöd har samma indikationer som 9613 men kan även lindra urininkontinens.


ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9626-1	44 mm	31 g	1 st	1 st
9626-2	50 mm	31 g	1 st	1 st
9626-3	58 mm	31 g	1 st	1 st
9626-4	63 mm	31 g	1 st	1 st
9626-5	69 mm	31 g	1 st	1 st
9626-6	76 mm	31 g	1 st	1 st
9626-7	83 mm	31 g	1 st	1 st
9626-8	88 mm	31 g	1 st	1 st



## Prolapsring Shaatz

Prolapsring Shaatz finns i 9 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Prolapsring Shaatz används vid cystocele samt en andra eller tredje gradens prolaps. Den rundade formen ger en bekväm passform.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9627-1	38 mm	32 g	1 st	1 st
9627-2	45 mm	32 g	1 st	1 st
9627-3	51,5 mm	32 g	1 st	1 st
9627-4	57 mm	32 g	1 st	1 st
9627-5	63 mm	32 g	1 st	1 st
9627-6	70 mm	32 g	1 st	1 st
9627-7	76 mm	32 g	1 st	1 st
9627-8	82 mm	32 g	1 st	1 st
9627-9	88 mm	32 g	1 st	1 st



## Gellhorn kort stam

Gellhorn kort stam finns i 9 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Gellhorn kort stam med dränagehål används vid cystocele eller rectocele samt en andra eller tredje gradens prolaps.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9628-1	38 mm	40 g	1 st	1 st
9628-2	45 mm	40 g	1 st	1 st
9628-3	51,5 mm	40 g	1 st	1 st
9628-4	57 mm	40 g	1 st	1 st
9628-5	63 mm	40 g	1 st	1 st
9628-6	70 mm	40 g	1 st	1 st
9628-7	76 mm	40 g	1 st	1 st
9628-8	82 mm	40 g	1 st	1 st
9628-9	88 mm	40 g	1 st	1 st



## Gellhorn

Gellhorn finns i 9 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Gellhorn med dränagehål används vid cystocele eller rectocele samt en andra eller tredje gradens prolaps.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9629-1	38 mm	40 g	1 st	1 st
9629-2	45 mm	40 g	1 st	1 st
9629-3	51,5 mm	40 g	1 st	1 st
9629-4	57 mm	40 g	1 st	1 st
9629-5	63 mm	40 g	1 st	1 st
9629-6	70 mm	40 g	1 st	1 st
9629-7	76 mm	40 g	1 st	1 st
9629-8	82 mm	40 g	1 st	1 st
9629-9	88 mm	40 g	1 st	1 st



## Kub med dränagehål

Kub med dränagehål finns i 11 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Kub med dränagehål används vid cystocele eller rectocele samt en andra eller tredje gradens prolaps.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9630-1	25 mm	28 g	1 st	1 st
9630-2	29 mm	28 g	1 st	1 st
9630-3	33 mm	28 g	1 st	1 st
9630-4	37 mm	28 g	1 st	1 st
9630-5	41 mm	28 g	1 st	1 st
9630-6	45 mm	28 g	1 st	1 st
9630-7	50 mm	28 g	1 st	1 st
9630-8	56 mm	28 g	1 st	1 st
9630-9	63 mm	28 g	1 st	1 st
9630-10	70 mm	28 g	1 st	1 st
9630-11	75 mm	28 g	1 st	1 st



## Kub

Kub finns i 11 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Kub används vid cystocele eller rectocele samt en andra eller tredje gradens prolaps.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9631-1	25 mm	28 g	1 st	1 st
9631-2	29 mm	28 g	1 st	1 st
9631-3	33 mm	28 g	1 st	1 st
9631-4	37 mm	28 g	1 st	1 st
9631-5	41 mm	28 g	1 st	1 st
9631-6	45 mm	28 g	1 st	1 st
9631-7	50 mm	28 g	1 st	1 st
9631-8	56 mm	28 g	1 st	1 st
9631-9	63 mm	28 g	1 st	1 st
9631-10	70 mm	28 g	1 st	1 st
9631-11	75 mm	28 g	1 st	1 st



## Gehrung

Gehrung finns i 10 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Gehrung används främst vid cystocele eller rectocele och kan även hjälpa vid en andra eller tredje gradens prolaps. Gehrung kan utformas manuellt för att anpassas till andra individuella problem och anatomier.


ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9632-1	50 mm	35 g	1 st	1 st
9632-2	55 mm	35 g	1 st	1 st
9632-3	60 mm	35 g	1 st	1 st
9632-4	65 mm	35 g	1 st	1 st
9632-5	70 mm	35 g	1 st	1 st
9632-6	75 mm	35 g	1 st	1 st
9632-7	80 mm	35 g	1 st	1 st
9632-8	85 mm	35 g	1 st	1 st
9632-9	90 mm	35 g	1 st	1 st
9632-10	95 mm	35 g	1 st	1 st



## Hodge med Membran

Hodge med membran finns i 10 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Hodge med Membran används vanligtvis vid en första eller mild sekundär gradens prolaps och kan också lindra en cystocele. Hodge är utformade för att vara manuellt formbar för individuell insättning och vanligtvis ordinerad för reproduktiva kvinnor som föredrar konservativ behandling.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9633-1	65 mm	32 g	1 st	1 st
9633-2	70 mm	32 g	1 st	1 st
9633-3	75 mm	32 g	1 st	1 st
9633-4	80 mm	32 g	1 st	1 st
9633-5	85 mm	32 g	1 st	1 st
9633-6	90 mm	32 g	1 st	1 st
9633-7	95 mm	32 g	1 st	1 st
9633-8	100 mm	32 g	1 st	1 st
9633-9	105 mm	32 g	1 st	1 st
9633-10	110 mm	32 g	1 st	1 st



## Hodge

Hodge finns i 10 olika storlekar. Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, patienten kan undvika kirurgiska ingrepp. Hodge används vanligtvis vid en första eller mild sekundär gradens prolaps och kan också lindra en cystocele. Hodge är utformade för att vara manuellt formbar för individuell insättning och vanligtvis ordinerad för reproduktiva kvinnor som föredrar konservativ behandling.

ARTIKEL NR.	STORLEK	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9634-1	65 mm	25 g	1 st	1 st
9634-2	70 mm	25 g	1 st	1 st
9634-3	75 mm	25 g	1 st	1 st
9634-4	80 mm	25 g	1 st	1 st
9634-5	85 mm	25 g	1 st	1 st
9634-6	90 mm	25 g	1 st	1 st
9634-7	95 mm	25 g	1 st	1 st
9634-8	100 mm	25 g	1 st	1 st
9634-9	105 mm	25 g	1 st	1 st
9634-10	110 mm	25 g	1 st	1 st



## CETRO® Lube

Glidslem av mycket hög kvalitet för professionellt bruk, på grund av dess ingredienser är denna bäst anpassad för Endoskopi, Gastroskopi, Colonoskopi, Proktoskopi och Gynekologi.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
4110	82 g	48 st	48 st
4120	260 g	25 st	25 st



## Comfi Gel

ComfiGel® är ett vattenlösligt glidmedel som passar till de flesta gynekologiska examinationer.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
D5442	5 g	100 st	100 st



## ComfiGel Tube

ComfiGel Tube är ett vattenlösligt glidmedel som passar till de flesta gynekologiska examinationer.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
D5440	42 g	1 st	1 st
D5441	82 g	1 st	1 st



## Comfi®Kit Premium

ComfiKit Premium innehåller;

- 1 st ComfiSpec Medium
- 1 st ComfiSound
- 1 st Rampley Sponge Holder
- 1 st Curved Mayo Uterine Scissors

- 1 st Teales Vulsellum Forcep
- 1 st ComfiGel 5g
- 5 st Large Cotton Wool
- 1 st Dressing Towel 430 x 380mm

- 1 st Polypropylene Gallipot 120ml
- 1 st Polypropylene Kidney Dish 800mm
- 1 st HIPS OpTray Blue
- 1 st Crepe Paper 90 x 90cm

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
D52220	800 g	1 st	1 st



## Comfi®Kit Standard

ComfiKit Standard innehåller:

- 1 st ComfiSpec Medium
- 1 st ComfiSound
- 1 st Rampley Sponge Holder

- 1 st Sims Uterine Scissors
- 1 st Teales Vulsellum Forcep
- 1 st ComfiGel 5g

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
D52221	500 g	1 st	1 st

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

50-GYNEKOLOGI-005-250206



**CETRO MEDICAL**

CETRO MEDICAL AB - Nitgatan 11 - SE- 333 33 Smålandsstenar - +46 371 330 30 - [www.cetromedical.se](http://www.cetromedical.se)