




CETRO MEDICAL

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

OBSTETRIK





1652

1651

WEGAA® Pregdate

Graviditetsnunnan är en smidig kalender som är ett oundgängligt redskap för barnmorskor vid alla graviditeter. Lätt att hantera och förvara. Finns som fickmodell och bordsmodell.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1651	11 g	1 st	1 st
1652	22 g	1 st	1 st



WEGAA® Symfys-Fundus

Symfys-Fundus mätband är ett engångsmätband för mätning av gravid mage. WEGAA® Symfys-Fundus mätband och förpackning är tillverkade av miljöcertifierat papper. Engångsmätbanden är rena och förvaras i förpackningar som är lätta att ha tillhands. Enkla att öppna och bekväma att använda samt tydliga att avläsa med bildbeskrivning. Förpackningarna kan ligga eller hängas på väggen. WEGAA® engångsmätband är svensktillverkade och CE-märkta.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
WM003-01	5 g	80 st	640 st

WEGAA® Measuring Tape

Huvudmätband är ett engångsmätband för att mäta spädbarns huvudomfång. WEGAA Huvudmätband och förpackning är tillverkade av miljöcertifierat papper. Engångsmätbanden är rena och förvaras i förpackningar som är lätta att ha tillhands. Enkla att öppna och bekväma att använda samt tydliga att avläsa med bildbeskrivning. Förpackningarna kan ligga ner eller hängas på väggen. WEGAA engångsmätband är svensktillverkade och CE-märkta.


ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
WM004-01	5 g	80 st	640 st



WEGAA® Symfys-Fundus

Graviditetsmättband PVC-fri är ett smidigt flergångsmättband som är lätt att hantera och förvara. Skalans längd är 50 cm. Användarvänlig och lätthanterlig, tydlig skala och kontrastrika färger för tydlig avläsning

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1654	90 g	1 st	1 st



Sugklocka

Den obstetriska sugkoppen HTKD-Med är en enkel och effektiv engångsanordning för instrumentell extraktion. Dragslangen som är fäst i mitten av sugkoppen är inrymd i tunneln som är avsedd för detta ändamål, vilket möjliggör enkel insättning av sugkoppen och optimal placering på böjningspunkten för alla fosterpresentationer.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
HK-TTQ-A	g	1 st	5 st



WEGAA® CTG 2-pack

Engångsband för CTG är 1,3m långt och är försedd med extra knapp. Levereras i 2-pack med 1 blått och 1 rosa band.

ARTIKEL NR.	BREDD	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9610-2	50 mm	60 g	50 par	50 par

WEGAA® CTG Button

Dubbelknapp för CTG-band tillverkade i miljövänlig plast, ena sidan är lite avrundad för att inte skava mot huden. Förpackade 100 st i varje avdelningsförpackning.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
30952090	10 g	100 st	100 st



CTG-band Flergångs

Transducer-/CTG-band med knapphål finns i 3 olika bredder. 32 mm, 50 mm och 100 mm. Flergångsband som går att tvätta. Längd 15 m.

ARTIKEL NR.	BREDD	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1500-0515	32 mm	350 g	1 st	5 st
1500-0643	50 mm	550 g	1 st	3 st
9620	100 mm	960 g	1 st	2 st



Amnioskop

Amnioskopet är ett smidigt och flexibelt engångsinstrument som används vid flera olika undersökningar och provtagningar. Amnioskopen levereras sterila och är kompletta med batteri ljuskälla som enkelt kan separeras för källsortering.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1342	64 g	5 st	5 st



CETRO® Cover

Uppsamlingspåse vid förlossning och gyn-op. Påsen är graderad för uppskattning av mängd amniöväska, blod eller annan kroppsväska. Väl tilltagen storlek för praktisk användning och handhavande. Latexfri

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9606	140 g	100 st	100 st



Pudendalnålar

Rocket® Pudendalnålar tillhandahåller en säker och kontrollerbar metod för att leverera en pudendusblockad. Nålen är engångs, har luer-lock fattning och levereras steril. Leur låsnål ger upp till maximalt 10 mm vävnadsgenomboring för ökad säkerhet. Avtagbar fingerring kan flyttas för bästa individuella komfort och kontroll för utövaren under användning. Säkerhetsklämma förhindrar oavsiktlig spridning av nålspetsen.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
R57040	15 g	20 st	80 st



CETRO® Hook

Hinnsprängare tillverkad av plast som ger ett stadigt grepp vid handhavande. Lätt att använda, med skyddad spets som ej skadar mamman eller barnet. Rätt längd för enkel och säker användning.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9601	7,6 g	100 st	1600 st



Skalpell

Skalpell för precisa snitt vid skalpblodprov. Med speciell slipning för lätt penetrering av skalp. Tillverkad i rostfritt stål och plast. Steril med skyddshuv som avlägsnas innan användning.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9602	0,8 g	100 st	1200 st



Hållare skalpell

Tillverkad i rostfritt stål. Utformad för enkelt handhavande och lätt rengöring och autoklavering. Passar ihop med skalpell 9602.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9603	90 g	1 st	1 st



Kapillärör

Hepariniserat rör för skalpblodprov. Kapillärörret fästs i hållaren före användning.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
161313	0,2 g	100 st	1000 st



Fetal Blood Sampling Wand med kapillärör

Förladdat kapillärör redo för omedelbar provtagning

- Fem ytterligare 115 µl litiumhepariniserade kapillärör
- Inkluderar ett mått för nedstigning av fosterhuvud
- Multiprov för enpatientsbruk
- Enhandsoperation
- Bladfunktion har lås in/ut säkerhetsfunktion

Inkluderar:

- 1 x FBS fetalt blodprovstagare
- 5 x hepariniserade kapillärör
- 10 x ändlock för kapillärör

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
FBS-W	15 g	1 st	10 st



9607S



9607

Hegenberger Retractor®

Hegenberger Retractor® är ett sterilt engångshjälpmiddel i plast för postpartediagnoser och sutureringar. Den ergonomiska designen gör behandlingen intuitiv och minimerar patientens obehag. Hegenberger Retractor® ger fri sikt av arbetsområdet och stannar på plats självmant, vilket frigör händerna för suturering och eliminerar behovet av en assistent för att hålla området öppet. Hegenberger Retractor® kan placeras upprätt för suturering av bakre vaginala sår eller vinklas för suturering av sidosår eller episiotomier.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
A1390	35 g	10 st	40 st

CETRO® Cordring

En enkel och smidig navelsnodd. Navelsnodden är steril och finns i latex 9607 och latexfri 9607S

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
9607S	1,5 g	300 st	3600 st
9607	1,3 g	300 st	3600 st



PPB BALLOON-24F-II

Den lättanvända hemostatiska ballongen för behandling av postpartumblödning. PPB-ballongen gör intrauterinetamponad enkel och effektiv. Ballongen används för kontroll av postpartumblödning efter ineffektiv behandling med läkemedel och kan därmed undvika potentiell embolisering.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
43.01.20004	g	1 st	10 st



CVB BALLOON

Den dubbla CVB-ballongen är avsedd för mekanisk mognad av en ogynnsam livmoderhals hos gravida kvinnor i fullgången graviditet, för vilka igångsättning av förlossningen är medicinskt indicerad. Den möjliggör en progressiv mognad av livmoderhalsen för att underlätta igångsättningen av förlossningen. Ett mildt tryck appliceras samtidigt på livmoderhalskanalen, inre och yttre livmoderhalsen.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
43.03.10001	g	10 st	100 st



Värmare till ultraljudsgel

Ökar komforten för patienten men även behandlingens effektivitet. Genom att värma ultraljudsgelen blir det behagligare för patienten men också lättare att hantera gelen och den får en bättre genomsläpplighet för bättre behandling eller undersökning.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
19630	-	1 st	1 st



4160

4161



4150

4151



4155

CETRO® Ultraljuds Gel

Vårt Ultraljuds Gel är ett kontaktgel för ultraljud av mycket hög kvalitet. Genom en unik blandning ger den utmärkt viskositet samt perfekt akustisk impedans. Irriterar inte huden även efter många scanningar. Den är också saltfri för att förhindra skada på sondaerna.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
4160	1 kg	8 st	8 st
4161	1 kg	8 st	8 st
4150	260 g	25 st	25 st
4151	260 g	25 st	25 st
4155	20 g	48 st	288 st



4170



4171

CETRO® Ultraljuds Gel 5 kg

Vårt Ultraljuds Gel är ett kontaktgel för ultraljud av mycket hög kvalitet. Genom en unik blandning ger den utmärkt viskositet samt perfekt akustisk impedans. Irriterar inte huden även efter många scanningar. Den är också saltfri för att förhindra skada på sondaerna.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
4170	5 kg	1 st	4 st
4171	5 kg	1 st	4 st



Universalpump

Universalpump 434009 används med fördel till storpack eller dunk av ultraljudsgel, glidslem eller liknande geler och krämer.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
434009	50 g	1 st	1 st



Universaldispenser

Universaldispenser 434010 används med fördel till storpack eller dunk av ultraljudsgel, glidslem eller liknande geler och krämer.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
434010	110 g	1 st	1 st

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

50-OBSTETRIK-004-250206



CETRO MEDICAL AB - Nitgatan 11 - SE- 333 33 Smålandsstenar - +46 371 330 30 - www.cetromedical.se



CETRO MEDICAL

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

OBSTETRIK