



CETRO MEDICAL

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

UROLOGI



UROLOGI

Inom urologi utförs såväl kirurgisk som medicinsk behandling av urinvägar. Här hittar du kvalitetsprodukter som kan användas för både engångs- och flergångsbruk.



Urinflaska UNO™

Urinflaska UNO för män är tillverkad i polypropylen. Urinflaska UNO är graderad i 100 ml intervaller, rymmer 1 liter och är försedd med ett tätslutande lock. Flaskan tål temperaturer upp till 120 °C och rengörs smidigast med tvål och vatten samt desinfektionsmedel.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1640	160 g	1 st	30 st



Hållare till UNO

Urinflaskhållaren från CETRO Medical ser till att flaskan finns till hands när du behöver den och passar bra att hänga på sängramen. Du hänger den på sängens sida, varefter du kan placera urinflaskan i hållaren och lätt komma åt urinflaskan vid behov. Minskar spill, ökar bekvämlighet och säker hygien. Tål temperaturer upp till 95°C och rengörs smidigast med tvål och vatten samt desinfektionsmedel.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
748163	215 g	1 st	100 st



Lock Urinflaska UNO™

Tättslutande lock till urinflaska Uno för män.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1641	8 g	25 st	25 st



Bägare OLLE

Bägare OLLE är en engångs bägare i glasklar plast med tättslutande lock. Försedd med skrivbar, självhäftande namnetikett. Flat botten gör att man kan ställa den upprätt utan någon ställning. Storlek 25 ml

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
1621	8 g	100 st	1000 st



Olivkoppling ADA™

Olivkoppling i plast är en sterilförpackad kateter-adapter för engångsbruk. Olivkopplingen används mellan spruta och kateter för dosering av läkemedel eller för renspolning. Dess konformade topp gör att den passar alla dimensioner av katetrar och sonder. Passar alla storlekar av sprutor. Endast 44 mm lång. Sterilförpackad

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
A420	2,6 g	100 st	200 st



Kateterpropp S

En kateterpropp är en liten enhet som används för att tillfälligt stänga av en urinkateter, vilket möjliggör lagring av urin i urinblåsan. Den används ofta för att efterlikna normal blåsfyllnad och tömning, och kan vara särskilt användbar vid träning av blåsfunktionen.

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRP.	TRANSP. FÖRP.
2380011	2 g	50 st	100 st

GENTLE EXAMINATION - GENUINE CARE

50-UROLOGI-003-250207



CETRO MEDICAL AB - Nitgatan 11 - SE- 333 33 Smålandsstenar - +46 371 330 30 - www.cetromedical.se